

# CANNULE/CANNULAE

**Buratto  
J2641.33**



Cannula per **idrodissezione**,  
Ø 0.50 mm, braccio da 12 mm, curvo e piatto,  
apertura sul fronte, a beccuccio

25 G **hydrodissection** cannula,  
12 mm angle to tip,  
curved and flat, front opening



**J2641.32**



Cannula per **idrodissezione**,  
piatta orizzontale, angolata, foro frontale,  
Ø 0.50 mm, braccio da 12 mm

25 G **hydrodissection** cannula,  
flat, blunt tip, end opening,  
12 mm angle to tip



**J2641.7**



Cannula per **idrodissezione**,  
piatta verticale, angolata, foro frontale,  
Ø 0.40 mm, braccio da 7 mm

27 G **hydrodissection** cannula,  
flat, blunt tip, end opening,  
7 mm angle to tip



**Caporossi  
J2260.4**



Cannula per **idrorotazione** nucleo,  
Ø 0.40 mm, angolata, con punta ad uncino,  
foro frontale

Nucleus **hydrorotation** cannula,  
27 G, angled, hook-shaped tip,  
end opening



**Pearce  
J2252.1**



Cannula **irrigante per nucleo**, Ø 1.20 mm,  
con ansa poco curva, a 3 fori frontali

18 G **nucleus irrigating** cannula,  
slightly curved loop, with 3 front openings



**Kratz  
J2255**



Cannula per **pulizia del sacco capsulare**,  
Ø 0.50 mm, curva, con punta bottonuta, sabbata,  
apertura sul fronte

25 G **capsule polisher** cannula,  
curved, sandblasted, olive tip,  
end opening



**Charleux  
J2256**



Cannula per **aspirazione**,  
Ø 0.60 mm, curva, lunga,  
apertura sul fronte

23 G **cortex aspirating** cannula,  
curved, long,  
end opening



**Charleux  
J2257**



Cannula per **aspirazione**,  
Ø 0.60 mm, curva, corta,  
apertura sul fronte

23 G **cortex aspirating** cannula,  
curved, short,  
end opening



**J2258**



Cannula scraper per **sacco capsulare**,  
Ø 0.50 mm, angolata a 2 mm,  
con punta sabbata, apertura sul fronte

25 G **capsule polisher** cannula,  
angled, 2 mm angle to tip,  
sandblasted tip, end opening

